

MAQUET

SEKRETTSAUGER MEDAP-VENTA
MULTI CARE 16 / MULTI CARE 26
CARRY CARE 16 / CARRY CARE 26

SURGICAL WORKPLACES





LEISTUNGSSTARKE SEKRETTSAUGER FÜR KLINIK UND HOME CARE MAQUET – THE GOLD STANDARD



Atmen heißt Leben: Die neu entwickelte VENTA Sekretsauger-Generation überzeugt durch ein einzigartiges Produkt- und Leistungsportfolio, mit dem MAQUET ein weiteres Mal neue Maßstäbe setzt.

Die tragbaren elektrischen Absaugpumpen saugen besonders zuverlässig Blut, Sekret, Erbrochenes und seröse Flüssigkeiten aus natürlichen wie künstlichen Körperöffnungen. Damit eignen sie sich perfekt für die nasale und orale

Bronchialabsaugung wie auch für die Endoskopie – im klinischen Umfeld ebenso wie in Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, im militärischen Sanitätsdienst und Home Care Bereich.

Überzeugend leistungstark, robust und vor allem sehr bedienerfreundlich sorgen VENTA Sekretsauger für eine verbesserte Lebensqualität der Patienten.

MAQUET – The Gold Standard.

AUSSERGEWÖHNLICH ZUVERLÄSSIG UND ANWENDUNGSFREUNDLICH VENTA SEKRETSaugER



VENTA MC 16 und VENTA CC 16

VENTA MC 26, VENTA CC 26

VENTA Multi Care 16 / Carry Care 16: Mit einem Durchsatz von 16 Liter Freeflow/Minute und einem Vakuum von bis zu -80 kPa eignen sich die beiden Sekretsauger ideal für den Kurzzeitbetrieb am Patienten – und zwar im gesamten klinischen Umfeld wie auch im Home Care Bereich.

VENTA Multi Care 26 / Carry Care 26: Speziell für den Dauereinsatz in Klinik und Spezialpraxis entwickelt, überzeugen die beiden tragbaren, leistungsstarken Absaugpumpen mit einem hohen Durchsatz von 26 Liter Freeflow/Minute und einem Vakuum von bis zu -80 kPa.

Qualität zum Anfassen: Tatsache ist, je zuverlässiger ein medizinisches Gerät ist und je leichter es sich bedienen lässt, umso höher ist seine Akzeptanz im Alltag – in der Klinik wie auch beim Patienten zu Hause. Mit ihrem außergewöhnlich funktionalen Design, ihrer hohen Bediensicherheit und ihrer einfachen Handhabung präsentieren sich die VENTA Sekretsauger als robuster Partner, auf den jederzeit Verlass ist. Das übersichtliche Bedienfeld mit stufenloser Saugstärkenregelung und großflächigem Vakuummeter spricht dabei ebenso für die wartungsfreundlichen VENTA Sekretsauger wie der hohe Hygienekomfort u. a. mit leicht zu reinigenden Folientasten.

Durch ihr insgesamt geringes Gewicht lassen sich alle VENTA Modelle leicht transportieren und begeistern damit jeden Anwender.

Spitzentechnologie senkt Betriebskosten: Spürbar leichter und deutlich langlebiger – so präsentieren sich die weiterentwickelten, innovativen Sekretsaugermodelle VENTA Carry Care 16 und VENTA Carry Care 26, die mit einer neuartigen digitalen Steuerung sowie speziellen Hochleistungs-Akkus ausgerüstet sind. Vor allem die hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus bieten dem Anwender entscheidende Kosten- und Komfortvorteile: Sie gewährleisten eine deutlich längere Betriebsdauer, verfügen über eine 50 Prozent geringere Selbstentladung und können über 25 Prozent häufiger wiederaufgeladen werden.

International mobil: Mit einer Stromspannung von 100-240 Volt lassen sich beide VENTA Carry Care Sekretsauger weltweit uneingeschränkt einsetzen. Für ein Maximum an Mobilität – auf der Reise, ob im Auto, Zug, Flugzeug oder bei der mobilen Krankenbetreuung – verfügen sie zusätzlich über eine 12 Volt Kfz-Anschlussbuchse. Damit können sie jederzeit über ein Kfz-Anschlusskabel im PKW angeschlossen und zeitsparend wieder aufgeladen werden. Das integrierte Ladegerät ermöglicht außerdem den Netzbetrieb während des elektronisch überwachten Ladevorgangs. So erreichen die Akkus nach nur 1,5 Stunden 90 Prozent ihrer Ladekapazität und sorgen damit stets für voll einsatzfähige Sekretsauger.

Für ein Optimum an Sicherheit sind beide VENTA Carry Care Sekretsauger mit einem optischen und akustischen Schutz vor Tiefentladung bei Nichtgebrauch ausgerüstet.

TECHNISCHE DATEN

VENTA	Multi Care 16	Multi Care 26
Saugleistung	16 l/min +/- 3 l	26 l/min +/- 3 l
Vakuum	ca. -80 kPa	ca. -80 kPa
Spannung	230 V AC	230 V AC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	700 mA	350 mA
Anschlussleistung	92 W	70 W
Betriebsart	30 min. ein / 45 min. aus	Dauerbetrieb
Maße (L x B x H) in mm	150 x 250 x 350	340 x 190 x 220
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg
Volumen Sekretbehälter	0,8 l	1,0 l
Geräteklasse nach MPG	II a	II a



Bedienfeld VENTA MC 16: Das übersichtliche Bedienfeld garantiert eine einfache, sichere Handhabung. Der Ein-/Ausschalter verhindert Fehleinstellungen. Eine LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand an. Die Folientastatur erleichtert die Reinigung.



Bedienfeld VENTA CC 26: Betriebsanzeige mit 5 LED für ein detailliertes Lademanagement (Betriebszustand, Ladezustand, Akkubetrieb und Kapazitätsanzeige)



Stufenlos regelbare Absaugleistung: Ganz nach Bedarf lässt sich das Vakuum fein dosierbar und stufenlos auf bis zu -80 kPa regeln. Das großflächige Vakuummeter ist gut und deutlich lesbar.



Zwei mechanische Schnittstellen: Zur Befestigung von Geräteträgern, wie z.B. Sekretbehälter oder Spülbehälter

Sicher durch zweifachen Überlaufschutz: Um die VENTA Sekretsauger optimal vor Übersaugung zu schützen, verfügen sie über ein innovatives modulares Überlaufschutzsystem, das höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht: Der mechanische Schwimmer im Deckel des Sekretbehälters verschließt bei hohem Füllstand die Saugleitung und verhindert so das Eindringen von Flüssigkeit in das Pumpeninnere.

Ein separater, besonders leistungsfähiger, hydrophober Filter, der zusätzlich auf den Sekretbehälterdeckel aufgesteckt wird, garantiert einen nahezu 100-prozentigen Schutz vor Übersaugung. Er bietet damit auch bei auftretender Schaumbildung höchste Sicherheit. Außerdem schützt er vor Infektionen. Bei der Verwendung von Einmal-Absaugsystemen mit integriertem hydrophobem Filter kann der Einsatz eines separaten hydrophoben Filters entfallen.



Sekretbehälterverschluss: Aus Silikon, mit integriertem mechanischen Überlaufschutz



Hydrophober Filter: Der Bakterienfilter ergänzt den mechanischen Überlaufschutz im Sekretbehälterdeckel. Für nahezu 100-prozentigen Schutz vor Übersaugung

TECHNISCHE DATEN

VENTA	Carry Care 16	Carry Care 26
Saugleistung	16 l/min +/- 3 l	26 l/min +/- 3 l
Vakuum	ca. -80 kPa	ca. -80 kPa
Spannung	100-240 V AC	100-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromaufnahme	800 mA bei 100 V AC 340 mA bei 240 V AC	1200 mA bei 100 V AC 500 mA bei 240 V AC
Anschlussleistung	50 W	80 W
Niederspannungsanschluss	12-13,8 V DC	12-13,8 V DC
Akku	Li-Ion, 1,6 Ah	Li-Ion, 3,2 Ah
Betriebsdauer mit Akku		
- bei freiem Durchfluss	ca. 45 min	ca. 45 min
- bei Endvakuum	ca. 60 min	ca. 60 min
Ladedauer Akku	1,5 Std. 90 % 4 Std. 100 %	1,5 Std. 90 % 4 Std. 100 %
Lebensdauer Akku (Ladezyklen)	500	500
Dauer Selbstentladung Akku	1 Jahr	1 Jahr
Alarm bei zu geringer Akku-Spannung	ja	ja
Betriebsart	30 min. ein 45 min. aus	Dauerbetrieb
Maße (L x B x H) in mm	150 x 250 x 350	340 x 190 x 220
Gewicht	3,1 kg	4,0 kg
Volumen Sekretbehälter	0,8 l	1,0 l
Geräteklasse nach MPG	II a	II a

FLEXIBEL EINSETZBAR IM INNER- UND AUSSERKLINISCHEN UMFELD ANWENDUNGSSETS UND ZUBEHÖR

Für mehr Individualität: Dank einer umfassenden Zubehörpalette läßt sich eine Vielzahl praxisingerechter Anwendungssets für die Sekretabsaugung nach Wunsch individuell zusammenstellen – zusätzlich zu den hier beispielhaft vorkonfigurierten Anwendungssets Sekretabsaugung.

VENTA MC 16 / CC 16 / MC 26 / CC 26 Grundgerät:

Zum Lieferumfang zählen Vakuummeter, Vakuumregulierung, zwei mechanische Schnittstellen für Geräteträger, Tragegriff, komplett mit Vakuumverbindungsschlauch und Netzkabel. Alle vier VENTA Grundgeräte lassen sich erst durch die Kombination mit einem passenden Anwendungsset als Sekretsauger verwenden.

VENTA MC 16 / CC 16 / MC 26 / CC 26 Komplettgerät:

Zusätzlich zum Grundgerät mit 0,8 l Sekretbehälter Kunststoff (VENTA MC 16 / CC 16) bzw. 1 l Sekretbehälter Kunststoff mit Geräteträger (VENTA MC 26 / CC 26), Sekretbehälterverschluss, hydrophober Filter, 1,3 m Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Fingertip und Spülbehälter.



VENTA Sekretbehälter:

- 1) Sekretbehälter 0,8 l Kunststoff (PP) – nur für VENTA MC 16 / CC 16
- 2) Sekretbehälter / Spülbehälter 1 l / Kunststoff (PSU) mit Geräteträger



Carry Bag für VENTA MC 16 / CC 16: Leichte, kompakte Tragetasche für den einfachen Transport von Sekretsauger, Sekretbehälter und Zubehör



VENTA Pumpenhalterung: Für Wandschiene

VENTA Fahrgestell: Mit vier Antistatikrollen (zwei davon feststellbar). Ideal für alle VENTA Sekretsauger



AS Sekretabsaugung / tragbar / 1 l / PSU: (Art.-Nr. 57 522 816)

- Sekretbehälter / Spülbehälter 1 l / Kunststoff (PSU) mit Geräteträger
- Sekretbehälterverschluss Silikon mit integriertem Überlaufschutz
- Adapter von Vakuumausgang zu Vakuumverbindungsschlauch, d = 6–8 mm
- Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Länge 1 Meter

AS Sekretabsaugung / fahrbar / 1 l / PSU: (Art.-Nr. 57 522 822)

- VENTA Fahrgestell
- FINA Schienenklammer für Geräteträger / Metall
- Sekretbehälter / Spülbehälter 1 l / Kunststoff (PSU) mit Geräteträger
- Sekretbehälterverschluss Silikon mit integriertem Überlaufschutz
- Adapter von Vakuumausgang zu Vakuumverbindungsschlauch, d = 6–8 mm
- Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Länge 1 Meter



AS Sekretabsaugung / fahrbar / Serres / 2 l: (Art.-Nr. 57 522 818)

- VENTA Fahrgestell
- FINA Schienenklammer für Geräteträger / Metall
- Serres Außenbehälter 2 l
- Serres Einweg-Innenbehälter 2 l
- Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Länge 1 Meter

**ANWENDUNGSSETS SEKRETTABSAUGUNG
MEHRWEG / EINWEG – VORKONFIGURIERT**

Mehrweg			
Sekretbehälter- größe	Behälter- material	tragbar	fahrbar
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
0,8 l (nur Venta MC/CC 16)	Polypropylen	57 523 415	
1 l	Polysulfon	57 522 816	57 522 822

Einweg Sekretbehälter- größe	Medi-Vac	Serres	
	fahrbar	tragbar	fahrbar
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 l	57 523 417	57 522 820	
2 l			57 522 818



AS Nachspülgefäß (Art.-Nr. 57 524 554)

Produktausführung	Art.-Nr.
VENTA MC 16 Grundgerät	57 522 345
VENTA CC 16 Grundgerät	57 523 657
VENTA MC 26 Grundgerät	57 522 347
VENTA CC 26 Grundgerät	57 523 658
VENTA MC 16 Komplettgerät	57 522 764
Hilfsmittel-Nummer: 01.24.01.0014 PZN: 0054740	
VENTA CC 16 Komplettgerät	57 523 659
Hilfsmittel-Nummer: 01.24.02.0011 PZN: 4537240	
VENTA MC 26 Komplettgerät	57 522 765
Hilfsmittel-Nummer: 01.24.01.1008 PZN: 0083894	
VENTA CC 26 Komplettgerät	57 523 660
Hilfsmittel-Nummer: 01.24.02.1007 PZN: 4537286	

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.
Hydrophober Filter	57 522 557

Verbrauchsartikel	Art.-Nr.
Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Meterware	57 505 467
Vakuumverbindungsschlauch 8 x 14 mm, Meterware	57 505 483
Fingertip (20 Stück)	57 522 148

Weiteres Zubehör	Art.-Nr.
Kfz-Anschlusskabel für VENTA CC 16, CC 26	57 524 290
Fahrgestell für VENTA	57 522 356
VENTA Pumpenhalterung für Wandschiene	57 522 618
VENTA Carry Bag für VENTA MC 16 und VENTA CC 16	57 522 633
Katheterhalter für Fahrgestell	57 508 002
Katheterhalter klein	57 505 157
Ablageschale	57 524 538
Ablagekorb	57 508 012
FINA Schienenklammer für Geräteträger / Metall	57 522 048

Sekretbehälter Kunststoff (PP) 0,8 l für VENTA MC 16 und VENTA CC 16	57 522 311
Sekretbehälter / Spülbehälter / Kunststoff (PSU) 1 l mit Geräteträger	57 522 313
Sekretbehälterverschluss Silikon mit integriertem Überlaufschutz	57 522 573
Hydrophober Filter	57 522 557
Halter für Außenbehälter 1 / 1,5 l Medi-Vac	57 520 187
Medi-Vac Außenbehälter (Flex) 1,5 l	57 520 458
Medi-Vac Außenbehälter (Flex) 1 l	57 502 457
Medi-Vac Einweg-Innenbehälter 1,5 l	57 502 461
Medi-Vac Einweg-Innenbehälter 1 l	57 502 460
Serres Außenbehälter 2 l	57 522 044
Serres Außenbehälter 1 l	57 522 537
Serres Einweg-Innenbehälter 2 l	57 522 046
Serres Einweg-Innenbehälter 1 l	57 522 538
Adapter von Vakuumausgang zu Vakuumverbindungsschlauch, d = 6–8 mm	57 522 295
Vakuumverbindungsschlauch 6 x 12 mm, Meterware	57 505 467
Vakuumverbindungsschlauch 8 x 14 mm, Meterware	57 505 483
Fingertip (20 Stück)	57 522 148
AS Nachspülgefäß	57 524 554
zur Befestigung an Fahrgestell bestehend aus:	
• FINA Schienenklammer für Geräteträger / Metall	57 522 048
• Sekretbehälter / Spülbehälter / Kunststoff (PSU) 1 l mit Geräteträger	57 522 313

MAQUET

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Phone: +49 (0) 7222 932-0
Fax: +49 (0) 7222 932-571
info.sales@maquet.de
www.maquet.com

Subsidiaries

Deutschland:

MAQUET Vertrieb und Service
Deutschland GmbH
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Telefon: +49 (0) 1803 212133
Fax: +49 (0) 1803 212177
Kundendienst: +49 (0) 1803 212144
info.vertrieb@maquet.de
www.maquet.de

Österreich:

MAQUET Medizintechnik
Vertrieb und Service GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69 E 5
A-2355 Wiener Neudorf, Austria
Telefon: +43 (0) 2236 677393-0
Fax: +43 (0) 2236 677393-77
Service-Hotline: +43 (0) 2236 677393-18
info@maquet.at
www.maquet.at

Schweiz:

MAQUET AG
Wilerstrasse 75
CH-9200 Gossau, Switzerland
Telefon: +41 (0) 71 33503-03
Fax: +41 (0) 71 33503-13
Service-Hotline: +41 (0) 71 33503-03
info@maquet.ch
www.maquet.ch

GETINGE

Die GETINGE Gruppe zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen bei. Drei Marken repräsentieren die zukunftsweisenden Technologien und Dienstleistungen der GETINGE Gruppe: ArjoHuntleigh für Patientenmobilität und -hygiene, Wundversorgung, TVT-Vorbeugung, medizinische Betten und therapeutische Matratzen und Auflagen zur Dekubitusdiagnose, -vorbeugung und -therapie; GETINGE für Sterilisation, Desinfektion und Dokumentation im Gesundheitswesen sowie in Forschungseinrichtungen und MAQUET für Surgical Workplaces, Cardiovascular und Critical Care.